

a1 medical





CAIRS INSTRUMENTS



**Augen- & Laserklinik
Castrop-Rauxel**

Die Augen- & Laserklinik Castrop-Rauxel wurde 1985 gegründet. Von Anfang an war es unsere Philosophie unseren Patienten die beste und neuste Diagnostik und Therapie zu bieten. Zugleich haben wir auch eine große Begeisterung, die Augenheilkunde innovativ zu beeinflussen. Somit sind wir sehr froh, dass a1 medical unsere Begeisterung teilt und sofort bereit war, CAIRS Instrumente auf gewohnt hohem Standard mit uns zu entwickeln, zu zertifizieren und für den Ophthalmochirurgen einsetzbar zu machen.



The Eye & Laser Clinic in Castrop-Rauxel was founded in 1985. From the very beginning, our philosophy has been to offer our patients the best and latest diagnostics and therapies. At the same time, we are also passionate about driving innovation in ophthalmology. Therefore, we are delighted that a1 medical shares our enthusiasm and was immediately willing to develop and certify CAIRS instruments with us to their usual high standards, making them available for use by ophthalmic surgeons.

EDELSTAHL-SPITZE
STAINLESS STEEL-TIP

TITAN-GRIFF
TITANIUM-HANDLE



AUSFÜHRUNG & FARBEN

Die CAIRS Instrumente werden am a1 medical Titangriff ausgeliefert. Dieser Titangriff ist ergonomisch geformt und perfekt ausbalanciert. Seine hervorstehenden Rillen sorgen nicht nur für einen hervorragenden Halt und eine präzises Feedback, sondern erleichtern auch die Reinigung und Sterilisation. Diese TS-Line-Instrumente, die einen Titangriff mit Edelstahlspitzen kombinieren, sind so konstruiert, dass die Instrumentenspitzen ausgetauscht werden können, was einen erheblichen Kostenvorteil darstellt.

Zudem sind die Griffe in verschiedenen Farben erhältlich. Wir liefern die Instrumente standardmäßig in (B) blau aus. Weitere Farben, die zur Auswahl stehen, sind M (für Magenta), Y (für gelb), G (für Grün) und N (für die neutrale eigene Titanfarbe).

DESIGN & COLORS

Our CAIRS instruments are supplied with the a1 medical titanium handle. This titanium handle is ergonomically shaped and perfectly balanced. Its projecting grooves not only ensure an excellent grip and precise feedback, but also facilitate cleaning and sterilization. These TS-Line instruments, which combine a titanium handle with stainless steel tips, feature a design that allows replaceable instrument tips, resulting in a significant cost advantage.

The handles are also available in various colors. We supply the instruments in blue (B) as standard. Other available colors are M (for magenta), Y (for yellow), G (for green), and N (for our neutral titanium color). Simply indicate the letter of the your color of choice after the item number when ordering



HS-3010TS-TIP

CAIRS Spatel, 90°, rechts gebogen,
Ø 6.0 mm, Tip allein
CAIRS Spatula, 90°, curved right, angled,
Ø 6.0 mm, Tip only



HS-3010TS

CAIRS Spatel, 90°, rechts gebogen,
Ø 6.0 mm, mit wechselbarem Tip
CAIRS Spatula, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, with replaceable Tip



HS-3020TS-TIP

CAIRS Schieber, 90°, rechts gebogen,
Ø 6.0 mm, Tip allein
CAIRS Pusher, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, Tip only



HS-3020TS

CAIRS Schieber, 90°, rechts gebogen,
Ø 6.0 mm, mit wechselbarem Tip
CAIRS Pusher, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, with replaceable Tip



HS-3030TS-TIP

CAIRS Zieher, 90°, rechts gebogen,
Ø 6.0 mm, Tip allein
CAIRS Puller, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, Tip only



HS-3030TS

CAIRS Zieher, 90°, rechts gebogen,
Ø 6.0 mm, mit wechselbarem Tip
CAIRS Puller, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, with replaceable Tip



HS-3011TS

CAIRS Spatel, 90°, links gebogen,
Ø 6.0 mm, mit wechselbarem Tip

CAIRS Spatula, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, with replaceable Tip



HS-3021TS-TIP

CAIRS Schieber, 90°, links gebogen,
Ø 6.0 mm, Tip allein

CAIRS Pusher, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, Tip only

HS-3021TS

CAIRS Schieber, 90°, links gebogen,
Ø 6.0 mm, mit wechselbarem Tip

CAIRS Pusher, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, with replaceable Tip



HS-3031TS-TIP

CAIRS Zieher, 90°, links gebogen,
Ø 6.0 mm, Tip allein

CAIRS Puller, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, Tip only

HS-3031TS

CAIRS Zieher, 90°, links gebogen,
Ø 6.0 mm, mit wechselbarem Tip

CAIRS Puller, 90°, curved right,
Ø 6.0 mm, with replaceable Tip

CAIRS-Instrumenten-Set nach Castrop-Rauxel


Castrop-Rauxel CAIRS-Instruments-Set

Die CAIRS-Instrumente werden im OP mit folgenden Instrumenten ergänzt:

The CAIRS instruments are supplemented in the operating room with the following instruments:

**C-1100**

CTS Vorderkammerbank-System, komplett
CTS Anterior Chamber System, complete

**ES-0130**

Lieberman Spekulum mit Absaugung, komplett, 15.0 mm Valven
Lieberman Aspirating Speculum, complete, 15.0 mm blades


C-0070

Kuhnt Hornhautschaber, Fig. 1, Länge 11.5 cm
Kuhnt Corneal Scarifier, Fig. 1, length 11.5 cm

**F-0440**

Mikro Nahtpinzette (Modell Bonn), gerade, mit 5.0 mm Fadenplatte, Länge 7.5 cm
Micro Suture Forceps (Bonn model), straight, with 5.0 mm tying platform, length 7.5 cm



**E-3880**

Anatomische Pinzette, gerieft, gerade, 0.8 mm, Länge 10.0 cm
Dressing Forceps serrated, straight, 0.8 mm, length 10.0 cm

**F-1760**

Faulkner Linsenhaltepinzette, abgewinkelt, 11,0 mm kegelförmige Spitzen, mit abgerundeten Oberflächen und Kanten, Länge 10,5 cm
Faulkner Lens Holding Forceps, angled, 11.0 mm cone shaped jaws, with rounded surfaces & edges, length 10.5 cm

**MIS-0153**

Metallschale Ø 40.0mm Höhe 19.0mm, 0.05 Liter
Metal Bowl Ø 40.0mm height 19.0mm, 0.05 Liter

**MIS-0154**

Metallschale Ø 61.0mm Höhe 30.0mm, 0.07 Liter, innen sandgestrahlt
Metal Bowl Ø 61.0mm height 30.0mm, 0.07 Liter, with sandblasted inside

**MIS-0530**

Steri-Tray, Edelstahl, für die 6 CAIRS-Instrumente
Steri-Tray, stainless steel, for the 6 CAIRS-Instruments

**C-1400**

CTS Schneidblock zum Vortrepanieren der Spenderhornhaut, Teflon
CTS Cutting-Block for the Pre-Trepanation of the Donor Cornea, Teflon

